

【質問】フルティフォームは、残りの吸入回数がわかりますか？

【回答】

●吸入器のカウンターに、残りの吸入回数が表示されています。


●アルミ缶を押すと、自動的にカウンターが動き、最初は緑色、使っていくうちに黄色、赤色へと変わっていきます。

カウンターの表示

56 吸入用 : 56・45・35・30・25・20・15・10・5・0

120 吸入用 : 120・110・100・90・80・70・60・55・50・45・40・35・30・25・20・15・10・5・0

●カウンターが完全に赤色になったら、残りは約 20 吸入分です。なるべく早めに受診して、新しいフルティフォームを準備するように指導して下さい。



出典：使用説明書