

Question



残りの吸入回数がわかりますか？

Answer

本剤（フルティフォーム®）の吸入器のカウンター中央に表示された数字が、残りの吸入可能な回数の目安を表しています。

カウンター表示の詳細は以下のとおりです。

- アルミ容器を押すと、自動的にカウンターが動き、最初は緑色、使っていくうちに黄色、赤色へと変化します。


56 吸入用のカウンターの表示：56・45・35・30・25・20・15・10・5・0

120 吸入用のカウンターの表示：120・110・100・90・80・70・60・55・50・45・40・
35・30・25・20・15・10・5・0

- カウンターが全て赤色になると、残りの吸入回数が約 20 吸入となりますので、早めに受診するように説明してください。



- 初めて噴霧する際に4回空噴霧すると、表示中央が各々「56」、「120」となります。



添付文書の薬剤交付時の注意、吸入前の記載は、以下のとおりです。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

14.1.1 吸入前

- (1) 本剤の投与にあたって、吸入器の操作法、吸入法等を十分に説明すること。
- (2) エアゾール剤の噴霧と吸入の同調が難しいと考えられる患者にはスパーサー（吸入用補助器）を使用させることが望ましい。

-
- ・患者用説明文書（フルティフォーム®を使用する患者さんへ）
 - ・インタビューフォーム（IV.10.(1)2)フルティフォームのカウンター表示） [2021年11月改訂（第10版）]
 - ・添付文書（14.1.1項） [2021年11月改訂（第4版）]