

Question



吸入器の掃除は必要ですか？

Answer

本剤（フルティフォーム[®]）の吸入器は、少なくとも週に1回は、清潔な乾いた布かティッシュペーパーで、吸入口の内側と外側を拭き、清潔にして保管するように指導してください。

ただし、噴霧口がつまる原因になりますので、水洗いはできません。

アルミ缶を濡らしたり、取り外したりしないように指導してください。

添付文書の薬剤交付時の注意、保管時の記載は、以下のとおりです。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

14.1.4 保管時

- (1) 内側のアルミ容器をアダプターから外さないこと。
- (2) 噴霧口をつまりを避けるため、少なくとも週1回以上アダプターの吸入口の外側と内側を乾いた布やティッシュペーパーでよく拭き、清潔に保管すること。
- (3) アルミ容器は絶対に濡らさないこと（噴霧口がつまる原因となる）。

・添付文書（14.1.4 項） [2021 年 11 月改訂（第 4 版）]