

【質問】 鼻かみ液や咽頭粘膜からの検体を使用できますか？

【回答】

ナノトラップ® Flu A・B では鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液のほか、咽頭ぬぐい液、鼻かみ液をご使用いただけます。咽頭ぬぐい液、鼻かみ液を検体とした場合、鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液に比べ、一般的に検出率が低い傾向にありますので、検体の採取法にご留意ください。

出典：添付文書