

平成24年5月

先生

KYORIN

杏林製薬株式会社
東京都千代田区神田駿河台2丁目5番地

Drug Information

製品の取扱いに関するお願い

インフルエンザウイルスキット

ラピッドテスト®FLUスティック

ラピッドテスト®カラーFLUスティック

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、夏季シーズンになって参りました。

「ラピッドテスト®FLUスティック」ならびに「ラピッドテスト®カラーFLUスティック」の

貯法は、**2~30℃**となっております。

つきましては、**高温となる場所を避け、2~30℃での保管**にご配慮下さいますようお願い申し上げます。

今後とも、弊社製品につきまして一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白