

## インフルエンザウイルスキット ナトラップ® Flu A・B

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、インフルエンザウイルスキット「ナトラップ® Flu A・B」につきまして、包装仕様を変更させていただきこととなりましたので、下記にご案内申し上げます。

つきましては、ご高承のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

### 【変更内容】

\* 「操作説明」を、「個装箱への封入」から「個装箱フラップ部への表示」に変更いたします。

変更前



「操作説明」を個装箱に封入しています。

※説明画像はイメージです。

### ナトラップ Flu A・B 操作説明

重要な基本的注意、検体の採取方法や操作、判定法、使用上の注意等の詳細は添付文書をご参照ください。

**① 検体液の調製**

**鼻腔ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の場合**

検体抽出液のキャップをとり除き、検体を採取した滅菌綿棒を検体抽出液に浸し、10回以上上下させて引き抜く。  
(容器ではさんで、綿棒の液を絞り出す)

**鼻汁鼻かみ液の場合**

検体採取用紙(おもてであることをよく確認する)に鼻をかんでもらい、得られた鼻汁鼻かみ液の一部を滅菌綿棒で十分拭き取り、検体抽出液に浸し、10回以上上下させて引き抜く。  
(容器ではさんで、綿棒の液を絞り出す)

**鼻腔吸引液の場合**

鼻腔吸引液0.5mLを生理食塩水1mLで懸濁し、検体抽出液のキャップをとり除き、懸濁液0.5mLを検体抽出液に加えて十分混和する。  
なお、懸濁液は添加目安線※まで滴下する。



※添加目安線

**② ノズルを検体抽出容器の先端に装着**

**③ 反応** テストプレートを水平な場所に置き、ノズル先端より検体液を3滴滴下



**④ 判定** 3〜8分後に判定

C B A	C B A	C B A	C B A	C B A
A型陽性	B型陽性	A型・B型陽性	陰性	再検査

(判定部に基線ラインが認められない時)  
※必ず判定部[C]に赤藍色の確認ラインの出現を確認してください。  
※陰性判定は8分後に行ってください。

401741601

Kyorin 

お問い合わせ先  
杏林製薬株式会社  
TEL.0120-409341

発売元  
杏林製薬株式会社

製造販売元  
ロート製薬株式会社

この件に関するお問い合わせは、弊社担当者または下記までお願い致します。  
杏林製薬株式会社 くすり情報センター  
電話 0120-409341 受付時間 9:00~17:30 (土・日・祝日を除く)

【変更内容】

変更後

※説明画像はイメージです。



フラップ部のサイズを大きくし、フラップ部に「操作説明」を表示いたします。

ミシン目が  
入っています。

**ナトラップ Flu A・B 操作説明** Kyorin

重要な基本的注意、検体の採取方法や操作、判定法、使用上の注意等の詳細は添付文書をご参照ください。

**① 検体液の調製**

**鼻腔ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の場合**  
検体抽出液のキャップをとり除き、検体採取した滅菌綿棒を検体抽出液に浸し、**10回以上上下させて引き抜く。**  
(容器ではさんで綿棒の液を絞り出す)

**鼻汁鼻かみ液の場合**  
検体採取用紙(おもてであることよく確認する)に鼻をかんでもらひ、得られた鼻汁鼻かみ液の一部を滅菌綿棒で十分拭い取り検体抽出液に浸し、**10回以上上下させて引き抜く。**  
(容器ではさんで綿棒の液を絞り出す)

**② ノズルを検体抽出容器の先端に装着**

**鼻腔吸引液の場合**  
鼻腔吸引液0.5mLを生理食塩水1mLで懸濁し、検体抽出液のキャップをとり除き、懸濁液0.5mLを検体抽出液に加えて十分混和する。  
なお、懸濁液は添加目安線まで滴下する。

**③ 反応**  
テストプレートを水平な場所に置き、ノズル先端より検体液を**3滴**滴下

**④ 判定**

3～8分後に判定

C	B	A
陽性	陽性	陽性

A型陽性 B型陽性 A型・B型陽性

8分後に判定

C	B	A
陰性		

陰性

再検査

C	B	A

再検査

※必ず判定部(C)に赤紫色の確認ラインの出現を確認してください。

お問い合わせ先  
**杏林製薬株式会社**  
東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地【くすり情報センター】TEL.0120-409341

【出荷開始予定等】

■ 6月8日(木)迄は特約店様向けに、現行品を出荷させていただきます。

品名	包装	統一商品コード	変更前最終製造番号 (使用期限)	出荷開始予定等
<b>ナトラップ Flu A・B</b>	10テスト	060-00811-4	6J5Y (2017.10) または 6J5Z (2017.10)	～2017年6月8日(木)

■ 6月9日(金)より、特約店様向けに「包装仕様変更品」の出荷を開始させていただきます。

品名	包装	統一商品コード	変更後初回製造番号 (使用期限)	出荷開始予定等
<b>ナトラップ Flu A・B</b>	10テスト	060-00811-4	7D1 (2018.12)	2017年6月9日(金)～

※製品個装箱等への表示によるご案内は省略させていただきます。  
 ※統一商品コード等、諸コードは変更はございません。