

インフルエンザウイルスキット
ナノトラップ® Flu A・B

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、インフルエンザウイルスキット「ナノトラップ® Flu A・B」につきまして、製品仕様を変更させていただくこととなりましたので、下記にご案内申し上げます。

つきましては、ご高承のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

【変更内容】

①判定時間が短くなります。

【変更前】3～8分後に判定 → 【変更後】3～5分後に判定

②綿棒（スワブ）を変更します。

【変更前】ニプロ社製 → 【変更後】COPAN社製

③有効期間（使用期限）が長くなります。

【変更前】21ヶ月 → 【変更後】24ヶ月

※個装／梱包サイズ・重量、梱包入数の変更はございません。

※JAN等の諸コードの変更はございません。

※変更内容の詳細イメージにつきましては裏面をご参照下さい。

【出荷開始予定等】

品名	包装	統一商品コード	変更前最終 製造番号 (使用期限)	変更後初回 製造番号 (使用期限)	出荷開始予定等
ナノトラップ® Flu A・B	10テスト	060-00811-4	7J3Z (2019.06)	8E2 (2020.04)	2018年9月下旬頃

※個装箱や梱包箱への表示によるご案内は省略させていただいております。

また、順次出荷とさせていただきます関係上、出荷開始時期は若干変動する場合がございますが、その節はご容赦賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

発売元

杏林製薬株式会社

製造販売元

ロート製薬株式会社

この件に関するお問い合わせは、弊社担当者または下記までお願い致します。
 杏林製薬株式会社 くすり情報センター
 電話 0120-409341 受付時間 9:00～17:30（土・日・祝日を除く）

【変更内容の詳細イメージ】

〔判定時間（操作説明の記載内容）〕

※説明画像はイメージです。



ナトランプ Flu A+B 操作説明 Kyorin

重要な基本的注意、検体の採取方法や操作、判定法、使用上の注意等の詳細は添付文書をご参照ください。

① 検体液の調製

鼻腔めくい液・咽頭めくい液の場合 鼻腔吸引液の場合
検体抽出液のキャップをとり除き、検体採取した滅菌綿棒を検体抽出液に浸し、10回以上上下させて引き抜く。
(容器ではさんで綿棒の液を絞り出す)

鼻汁鼻かみ液の場合 鼻腔吸引液の場合
検体採取用紙(おてであること)をよく確認するに鼻をかんでもらい得られた鼻汁鼻かみ液の一部を滅菌綿棒で十分拭き取り検体抽出液に浸し、10回以上上下させて引き抜く。
(容器ではさんで、綿棒の液を絞り出す)

② ノズルを検体抽出容器の先端に装着

③ 反応 テストプレートを水平な場所に置き、ノズル先端から検体液を3滴滴下

④ 判定

3~8分後に判定
8分後に判定

結果判定表:
3~8分後に判定: C B A (陽性), C B A (陽性), C B A (陽性)
8分後に判定: C B A (陰性)

お問い合わせ先
杏林製薬株式会社
東京都千代田区神田駿河台1丁目6番地【すり情報センター】TEL.0120-409341

(変更前)

3~8分後に判定

C B A C B A C B A
A型陽性 B型陽性 A型B型陽性

8分後に判定
C B A
陰性

(変更後)

3~5分後に判定

C B A C B A C B A
A型陽性 B型陽性 A型B型陽性

5分後に判定
C B A
陰性

〔綿棒（スワブ）〕

(変更前・・・ニプロ社製)



(変更後・・・COPAN社製)

